

## Microrapid

Scritto da antonini

Lunedì 27 Luglio 2015 08:09 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio 2015 07:49

---

Microrapid è un **sistema di pulizia ospedaliero** ormai di riferimento per tutto il settore, che con l'utilizzo di **due litri di acqua e pochi grammi di prodotto** garantisce circa **700 metri quadri di pulito**.

Il [Gruppo Soligena](#) distribuisce il Microrapid in esclusiva nazionale.

La sua prima apparizione risale al 2001 e, da allora, ha innescato una vera e propria rivoluzione metodologica. Ciò si deve alla collaborazione progettuale tra [È COSÌ](#) e [Falpi srl](#), che è produttore esclusivo di Microrapid presso il proprio stabilimento a basso impatto ambientale. Nel corso degli anni, la sua efficacia è stata costantemente perfezionata dai professionisti del Consorzio Soligena.

Nel 2009, il carrello Microrapid ha ottenuto la [certificazione EPD](#) (primo al mondo) per le sue **caratteristiche di eco-compatibilità** come *cleaning system*.



Rispetto ai sistemi adottati in passato, ogni componente del sistema Microrapid ha **abbattuto drasticamente l'utilizzo di acqua e detersivi e lo scarico di sostanze inquinanti**. Ciascuna di queste caratteristiche rende Microrapid un'eccellenza della pulizia professionale e

## Microrapid

Scritto da antonini

Lunedì 27 Luglio 2015 08:09 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio 2015 07:49

---

il sistema ecologico per antonomasia. Anche in termini di

### **sicurezza igienica**

, la nostra metodologia provvede alla

### **pulizia e disinfezione dei tessuti in microfibra**

ed è certificata dall'

[Università di Ferrara](#)



Secondo una indagine aggiornata al 9/10/2010, si è notato che la diffusione del sistema Microrapid è stata la seguente:

- - oltre 101 strutture ospedaliere
- - 86 RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) e case di riposo
- - oltre 100 distretti
- - 48 cantieri di altro tipo

I sistemi di pulizia professionale possono essere utilizzati per la pulizia di **superfici orizzontali (pavimenti)** , **superfic**

**i verticali (pareti e vetri)**

e come

**spolvero arredi**

## Microrapid

Scritto da antonini

Lunedì 27 Luglio 2015 08:09 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio 2015 07:49

---

Il sistema Microrapid utilizza come **schema di base**:

- - Il **carrello** Microrapid senza usare contenitori di liquidi (né acqua né soluzione detergente);
- - □ **Panni in microfibra** (Microrapid-Mop); □
- - **2 contenitori da 30 Mop pre-impregnati**.



Il servizio di pulizia è svolto grazie a una **serie di macchinari** ubicati costantemente presso la struttura ospedaliera, quali lavatrici, lavasciuga, aspiraliquidi, aspirapolveri, monospazzola, eccetera ..., dai **carrelli in**

**acciaio inox**

dagli attrezzi per la pulizia e da eventuali accessori a supporto, quali secchi, guanti, scope, ecc...

## Microrapid

Scritto da antonini

Lunedì 27 Luglio 2015 08:09 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Luglio 2015 07:49

---

Il carrello ha una **vita media di 6 anni** al termine dei quali questo viene sostituito interamente. Per gli altri tipi di macchinari è stata ipotizzata una vita media di 7 anni.